

## Suero fisiológico 1 mL

632211 Caja con 30 tubos con 1 mL de suero listo para su uso.

Solución ampliamente utilizada en laboratorios de microbiología para efectuar diluciones y emulsiones de microorganismos entre otros usos.

Tubo de vidrio de Ø 12 mm, altura 75 mm y tapón doble click (ideal para incubar sin derrames y con penetración de oxígeno).

### Composición (g / L):

Cloruro de sodio 9,0

pH: 7,2 ± 0,2.

Preparado conforme especificaciones del fabricante, norma ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y según ISO 11133:2014.

Conservar en un lugar fresco y seco de 8 a 25°C hasta la fecha de vencimiento. No congelar.

Control de calidad según especificaciones del Standard ISO 11133:2014. Resultados esperados hasta 48 horas de incubación a 35 ± 2 °C.

### Control de esterilidad

No hubo desarrollo hasta las 48 h de incubación

IVD

DIAGNÓSTICO  
IN VITRO

REF

Nº CÓDIGO

LOT

Nº LOTE

ESTERIL

ESTÉRIL



EXPIRA



TEMPERATURA  
ALMACENAMIENTO



PROTEGER  
DE LA LUZ



PROTEGER  
DE HUMEDAD



FRÁGIL



NO USAR  
EMPAQUE DAÑADO



DESCARTAR



FABRICANTE



INSTRUCCIONES  
DE USO



Nº DE PRUEBAS