

Tripticasa soya agar (tendido) 2,5 mL

632243 Caja con 30 tubos con 2,5 mL de agar tendido listo para su uso.

Medio multipropósito para el cultivo de una variedad de microorganismos exigentes y no exigentes incluidas las bacterias anaerobias y aerobias.

Tubo de vidrio de Ø 12 mm, altura 120 mm y tapón doble click (ideal para incubar sin derrames y con penetración de oxígeno).



Composición (g / L):

Caseína	15,0
Peptona soya	5,0
Cloruro de sodio	5,0
Agar bacteriológico	13,5

pH: 7,3 ± 0,2.

Preparado conforme especificaciones del fabricante, norma ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y según ISO 11133:2014.

Conservar en un lugar fresco y seco de 8 a 25°C hasta la fecha de vencimiento. No congelar.

Control de calidad según especificaciones del Standard ISO 11133:2014. Resultados esperados en 24 horas de incubación a 35 ± 2 °C en aerobiosis.

Funcionalidad cualitativa

Cepas control	ATCC	Desarrollo	Recuperación
<i>E. coli</i>	11775	Bueno	> 75%
<i>B. subtilis</i>	6633	Bueno	> 80%
<i>C. albicans</i>	10231	Bueno	> 70%
<i>P. aeruginosa</i>	27853	Bueno	> 80%

Control de esterilidad

No hubo desarrollo hasta las 48 h de incubación