

Tubo seco + Tórula Flocked Nasofaríngea punto de corte 8 cm

DM

634100 50 unidades tórula flocked nasofaríngea con punto de quiebre estéril individual y 50 tubos TCA secos estériles.

Control de esterilidad según especificaciones del Standard ISO 11737-2:2019.

Control de esterilidad

Sin desarrollo a 2 días de incubación a $35 \pm 2^\circ\text{C}$

Utilizado para la recolección de muestras nasofaríngeas.

Tórula con aplicador o punta flocked (flocada) recubierta con fibra corta de nylon. Mango ABS de longitud total de 155 mm y punto de corte a los 80 mm aproximadamente. Mango suave y ergonómico que permite un uso cómodo y seguro.

Tubos de transporte con faldón de plástico de polipropileno virgen, de 8,5 cm de largo, de Ø16 x H 80mm, 10 mL de capacidad, graduado en milímetros, sector para etiquetar, tapa rosca, estériles sin medio de transporte. Cumple con los estándares de transporte, diseñado para soportar una diferencia de presión de 95 kPa.

Producto estéril envasado individualmente indicando lote y vencimiento. Esterilizado mediante óxido de etileno y/o radiación gamma. Durabilidad de 3 años.

Producto desechable el cual debe ser descartado después del uso (de acuerdo con la normativa medioambiental en el país de uso). Nunca debe ser reutilizado. No utilizar si el paquete está dañado.

Preparado conforme especificaciones del fabricante, norma ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016.

Conservar en un lugar fresco y seco entre 5 y 25°C hasta la fecha de vencimiento. No congelar. Conservar en empaque original.



IVD

REF

LOT

ESTERIL



EXPIRA



TEMPERATURA
ALMACENAMIENTO



PROTEGER
DE LA LUZ



PROTEGER
DE HUMEDAD



FRÁGIL



NO USAR
EMPAQUE DAÑADO



DESCARTAR



FABRICANTE



INSTRUCCIONES
DE USO



Nº DE PRUEBAS

DIAGNÓSTICO
IN VITRO

Nº CÓDIGO

Nº LOTE

ESTÉRIL