

Suero fisiológico (NaCl 0,9%) 9,9 mL

636133 Rack de 50 tubos con 9,9 mL de suero lista para su uso.

Solución ampliamente utilizada en laboratorios de microbiología para efectuar diluciones y emulsiones de microorganismos entre otros usos.

Tubo cónico tipo falcón de 15 mL de capacidad y tapa rosca.



Composición (g / L):

Cloruro de sodio 9,0

pH: 7,2 ± 0,2.

Preparado conforme especificaciones del fabricante, norma ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y según ISO 11133:2014.

Conservar en un lugar fresco y seco de 8 a 25°C hasta la fecha de vencimiento. No congelar.

Control de calidad según especificaciones del Standard ISO 11133:2014.

Control de esterilidad

No hubo desarrollo hasta las 48 h de incubación

Producto no inyectable.

IVD

REF

LOT

ESTERIL



EXPIRA



TEMPERATURA
ALMACENAMIENTO



PROTEGER
DE LA LUZ



PROTEGER
DE HUMEDAD



FRÁGIL



NO USAR
EMPAQUE DAÑADO



DESCARTAR



FABRICANTE



INSTRUCCIONES
DE USO



Nº DE PRUEBAS

DIAGNÓSTICO
IN VITRO

Nº CÓDIGO

Nº LOTE

ESTÉRIL