



WINKLER LTDA. Laboratorio de Microbiología

www.winklerltda.cl

Fono (56-2) 2482 6500

El Quillay 466, Valle Grande - Lampa, Santiago de Chile

Empresa con certificación ISO 9001:2015

“Elaboración, comercialización, y distribución de reactivos y productos biológicos de diagnóstico”

Kit de toma de muestra parasitológica con solución de Teleman

Código de referencia: 631001

Presentación:

Kit con 3 contenedores histológicos de tapa rosca, boca ancha con 10 ml de solución fijadora Teleman cada uno, 3 paletas de madera y hoja de instrucciones.

Descripción:

Kit utilizado en la toma de muestras para Examen Parasitológico Seriado de Deposiciones o Coproparasitológico (EPSD). Examen que permite diagnosticar una eventual parasitosis intestinal, enfermedad debida a la presencia de uno o más parásitos en el tubo digestivo.

Conservación:

Conservar en un lugar fresco y seco hasta la fecha de vencimiento.

Composición de la solución Teleman (g - ml / l):

Cloruro de sodio	5,0
Formaldehído en solución 37% p.a	50,0

