



## **Determinación de Pentaclorofenato de Sodio en Madera**

### **Test Cualitativo**

#### **OBJETIVO**

Es un test cualitativo que a través de una coloración característica en la madera, revela la presencia o ausencia de Pentaclorofenato de Sodio.

#### **PROCEDIMIENTO**

Aplique sobre la madera, mediante el pulverizador, las soluciones que se detallan, respetando el orden y aguardando aproximadamente 3 minutos entre la aplicación de una y otra:

- 1.- Solución tamponada: 250 ml
- 2.- Reactivo I: 250 ml
- 3.- Reactivo II: 250 ml

Observe las zonas que se colorean de VERDE a GRIS-AZULADO y márkuelas con un lápiz, ya que el color desaparece con el tiempo.

#### **RESULTADO**

Las zonas que se colorean VERDE a GRIS-AZULADO se deben considerar positivas, con Pentaclorofenato.

Las zonas que se colorean de ROJO, no contienen Pentaclorofenato y deben considerarse negativas.

**CODIGO DE PRODUCTO: 503500**