

WINKLER LTDA. Microbiología

www.winklerltda.cl Fono: (56-2)242 65 00

El Quillay 466, Valle Grande - Lampa, Santiago de Chile Empresa con certificación ISO 9001:2015 - ISO 13485:2016 - ISP EDM 417/18.

> "Elaboración, comercialización y distribución de medios de cultivo, medios de transporte, dispositivos médicos in-vitro y reactivos biológicos de diagnóstico"

Suero fisiológico (NaCl 0,9%) 3 mL

632234 Caja con 30 tubos con 3 mL de suero listo para su uso.

Solución ampliamente utilizada en laboratorios de microbiología para efectuar diluciones y emulsiones de microorganismos entre otros usos.

Tubo de vidrio de Ø 12 mm, altura 120 mm y tapón doble click (ideal para incubar sin derrames y con penetración de oxígeno).

Composición (g / L):

Cloruro de sodio

9,0

pH: $7,2 \pm 0,2$.

Preparado especificaciones conforme del fabricante, norma 9001:2015, ISO ISO 13485:2016 y según ISO 11133:2014.

Conservar en un lugar fresco y seco de 8 a 25°C hasta la fecha de vencimiento. No congelar.

Control de calidad según especificaciones del Standard ISO 11133:2014.

Control de esterilidad

No hubo desarrollo hasta las 48 h de incubación







Nº CÓDIGO























