

## Kit Suero fisiológico (NaCl 0,9%) 5 mL

634115 Kit de 50 tubos con 5 mL de solución lista para su uso, 50 tórulas, 50 etiquetas y 50 plantillas.

Solución ampliamente utilizada en laboratorios de microbiología para efectuar diluciones y emulsiones de microorganismos entre otros usos.

Tubos de plástico polipropileno virgen de 8,5 cm de largo, de 10 mL de capacidad, graduado, con faldón y tapa rosca.

El kit incluye además 50 tórulas sintéticas con mango plástico de 15 cm de largo, estériles listas para su uso. 50 plantillas de muestreo estéril de 10 x 10 cm y etiquetas para la identificación de la muestra.

### Composición (g / L):

Cloruro de sodio 9,0

pH: 7,2 ± 0,2.

Preparado conforme especificaciones del fabricante, norma ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y según ISO 11133:2014.

Conservar en un lugar fresco y seco de 8 a 25°C hasta la fecha de vencimiento. No congelar.

Control de calidad según especificaciones del Standard ISO 11133:2014.

### Control de esterilidad

No hubo desarrollo hasta las 48 h de incubación

