

Buffer Fosfato PBS 2 mL

634303 Caja con 50 tubos con 2 mL de suero listo para su uso.

Solución ampliamente utilizada en laboratorios de microbiología para efectuar diluciones y emulsiones de microorganismos entre otros usos.

Tubos de plástico polipropileno virgen de 8,5 cm de largo, de 10 mL de capacidad, graduado, con faldón y tapa rosca.



Composición (g / L):

NaCl (137 mmol/L)	8,0
KCl (2,7 mmol/L)	0,2
Na ₂ HPO ₄ (10 mmol/L)	1,44
KH ₂ PO ₄ (1,8 mmol/L)	0,24

pH: 7,4 ± 0,2.

Preparado conforme especificaciones del fabricante, norma ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y según ISO 11133:2014.

Conservar en un lugar fresco y seco de 8 a 25°C hasta la fecha de vencimiento. No congelar.

Control de calidad según especificaciones del Standard ISO 11133:2014.

Control de esterilidad

No hubo desarrollo hasta las 48 h de incubación