

Suero fisiológico (NaCl 0,9%) 6 mL

634309 Caja con 50 tubos con 6 mL de suero listo para su uso.

Solución ampliamente utilizada en laboratorios de microbiología para efectuar diluciones y emulsiones de microorganismos entre otros usos.

Tubos de plástico polipropileno virgen de 8,5 cm de largo, de 10 ml de capacidad, graduado, con faldón y tapa rosca.

Composición (g / L):

Cloruro de sodio 9,0

pH: 7,2 ± 0,2.

Preparado conforme especificaciones del fabricante, norma ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y según ISO 11133:2014.

Conservar en un lugar fresco y seco de 8 a 25°C hasta la fecha de vencimiento. No congelar.

Control de calidad según especificaciones del Standard ISO 11133:2014.

Control de esterilidad

No hubo desarrollo hasta las 48 h de incubación



Producto no inyectable.

IVD

DIAGNÓSTICO
IN VITRO

REF

N° CÓDIGO

LOT

N° LOTE

ESTERIL

ESTÉRIL



EXPIRA



TEMPERATURA
ALMACENAMIENTO



PROTEGER
DE LA LUZ



PROTEGER
DE HUMEDAD



FRÁGIL



NO USAR
EMPAQUE DAÑADO



DESCARTAR



FABRICANTE



INSTRUCCIONES
DE USO



N° DE PRUEBAS