

## Lactrimel placa 10 cm

638083 Caja con 10 unidades de placas con medio de cultivo listo para su uso

Medio de referencia para el cultivo, mantenimiento y enumeración de hongos y levaduras, en muestras clínicas, de control e investigación.

Se recomienda para el aislamiento de dermatofitos tales como *Microsporum*, *Trichophyton* y *Epidermophyton*.

Placas desechables de Ø 10 cm aproximado.



### Composición (g - mL / L):

Leche entera	133,0
Miel	6,0
Harina	13,0
Agar bacteriológico	10,0
<b>Inhibidor (g / L):</b>	
Cloranfenicol	0,27
Penicilina G	0,008
Estreptomicina	0,027

pH: 7,0 ± 0,2.

Preparado conforme especificaciones del fabricante, norma ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y según ISO 11133:2014.

Conservar en un lugar fresco y seco de 8 a 12°C hasta la fecha de vencimiento. Durante el transporte (72 hrs), conservar fresco de 5 a 25 °C.

Control de calidad según especificaciones del Standard ISO 11133:2014. Resultados esperados hasta 7 días de incubación a 22 ± 2 °C.

### Funcionalidad cualitativa

Cepas control	ATCC	Desarrollo	% de recuperación
<i>C. albicans</i>	10231	Muy bueno	Sobre 75 %
<i>A. niger</i>	16404	Muy bueno	Sobre 70 %
<i>Penicillium spp</i>	-	Bueno	Sobre 70 %
<i>E. coli</i>	11775	Inhibido	Menor de 0,01 %

### Control de esterilidad

No hubo desarrollo hasta las 48 h de incubación