

Suero fisiológico 20 mL

639424 Frasco o tubo con 20 mL de suero listo para su uso.

Solución ampliamente utilizada en laboratorios de microbiología para efectuar diluciones y emulsiones de microorganismos entre otros usos.

Producto a pedido, fabricado en dos formatos según solicitud del cliente * :

1. Tubo cónico con faldón, graduado, de 30 mL de capacidad y tapa rosca.
2. Frasco boca ancha, graduado, de 40 mL de capacidad y tapa rosca.



*(1)



*(2)

Composición (g / L):

Cloruro de sodio 9,0

pH: $7,2 \pm 0,2$.

Preparado conforme especificaciones del fabricante, norma ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y según ISO 11133:2014.

Conservar en un lugar fresco y seco de 8 a 25°C hasta la fecha de vencimiento. No congelar.

Control de calidad según especificaciones del Standard ISO 11133:2014.

Resultados esperados hasta 48 horas de incubación a 35 ± 2 °C.

Control de esterilidad

No hubo desarrollo hasta las 48 h de incubación

Producto no inyectable.

IVD

REF

LOT

ESTERIL

