

## Suero fisiológico (NaCl 0,9%) 100 mL

639460 Kit de 20 frascos con 100 mL de suero lista para su uso.

Solución ampliamente utilizada en laboratorios de microbiología para efectuar diluciones y emulsiones de microorganismos entre otros usos.

Frasco de polipropileno boca ancha de 120 mL de capacidad y tapa rosca.



### Composición (g / L):

Cloruro de sodio 9,0

pH: 7,2 ± 0,2.

Preparado conforme especificaciones del fabricante, norma ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y según ISO 11133:2014.

Conservar en un lugar fresco y seco de 8 a 25°C hasta la fecha de vencimiento. No congelar.

Control de calidad según especificaciones del Standard ISO 11133:2014.

### Control de esterilidad

No hubo desarrollo hasta las 48 h de incubación

**Producto no inyectable.**