



**WINKLER LTDA. Laboratorio de Microbiología**

www.winklerltda.cl

Fono (56-2) 2482 6500

El Quillay 466, Valle Grande - Lampa, Santiago de Chile

Empresa con certificación ISO 9001:2015

**“Elaboración, comercialización, y distribución de reactivos y productos biológicos de diagnóstico”**

## Suero fisiológico (NaCl 0,9%) TCA

**Código de referencia:** 634301

**Presentación:**

Kit de 50 tubos plástico con faldón y tapa rosca (TCA) con 2 ml de solución lista para su uso.

**Descripción:**

Solución ampliamente utilizada en laboratorios de microbiología para efectuar diluciones y emulsiones de microorganismos entre otros usos.



**Composición (g / l):**

Cloruro de sodio 9,0

pH final de la solución lista para su uso: 7,2 ± 0,2.

**Preparado:**

Según especificaciones del fabricante y según norma ISO 11133:2014.

**Conservación:**

Conservar en un lugar fresco y seco hasta la fecha de vencimiento. No congelar.

**Control de calidad:**

Según especificaciones del Standard ISO 11133:2014.

**Control de Esterilidad:**

- No hubo desarrollo hasta las 48 horas de incubación a 37 °C.
- No hubo desarrollo hasta los 10 días de incubación a 22 °C.