



WINKLER LTDA. Laboratorio de Microbiología

www.winklerltda.cl

Fono (56-2) 2482 6500

El Quillay 466, Valle Grande - Lampa, Santiago de Chile

Empresa con certificación ISO 9001:2015

“Elaboración, comercialización, y distribución de reactivos y productos biológicos de diagnóstico”

Inactivador viral (IVTM) 3ml

Código de referencia: 634307

Presentación:

Kit de 50 tubos plástico de 10 ml con faldón y tapa rosca (TCA) con 3 ml de solución IVTM lista para su uso.

Descripción:

Solución utilizada para conservar y transportar virus.

La solución está compuesta de:

- Agente caotrópico, sales de guanidino tiocianato a altas concentraciones.
- Detergentes aniónicos, Sarcosil (N-lauril sarcosina).
- Antiespumante, polímero de silicona Tween 20.
- Agentes quelantes, EDTA o sodio citrato.
- Agentes reductores, 2-mercaptoetanol (2ME) o ditioneitol (DTT).
- Buffer, Tris.
- Alcohol alifático, etanol.

su pH final es de $6,7 \pm 0,2$.

La solución fue preparada y controlada según especificaciones del Standard ISO 9001:2015

En el control de esterilidad no presenta desarrollo de microorganismos hasta 48 horas de incubación a 35 °C.

Conservación:

Conservar en un lugar fresco y seco (a temperatura ambiente de hasta 25 °C) hasta la fecha de vencimiento. No congelar.

