



**WINKLER LTDA. Laboratorio de Microbiología**

www.winklerltda.cl

Fono (56-2) 2482 6500

El Quillay 466, Valle Grande - Lampa, Santiago de Chile

Empresa con certificación ISO 9001:2015

“Elaboración, comercialización, y distribución de reactivos y productos biológicos de diagnóstico”

## Suero fisiológico (NaCl 0,9%) frasco 250 ml

**Código de referencia:** 639434

### Presentación:

Frasco con 250 ml de suero fisiológico listo para su uso.

### Descripción:

Solución ampliamente utilizada en laboratorios de microbiología para efectuar diluciones y emulsiones de microorganismos entre otros usos.



### Composición (g / l):

Cloruro de sodio 9,0

pH final del medio de cultivo listo para su uso:  
 $7,2 \pm 0,2$ .

### Preparado:

Según especificaciones del fabricante y según norma ISO 11133:2014.

### Conservación:

Conservar en un lugar fresco y seco hasta la fecha de vencimiento. No congelar.

### Control de calidad:

Según especificaciones del Standard ISO 11133:2014.

### Control de Esterilidad:

- No hubo desarrollo hasta las 48 horas de incubación a 37 °C.
- No hubo desarrollo hasta los 10 días de incubación a 22 °C.