

Torulin Dry + tórula Slim T'enT'- SS®

635018 100 unidades de tubo de transporte seco (Dry) sin medio y 100 unidades tórula Slim delgada estéril individuales.

Utilizado para la recolección y transporte de muestras uretrales y pediátricas entre otras.

Tubo de transporte es fabricado en polipropileno con fondo redondo de Ø12 mm, altura 150 mm y estrechos Venturi.

Tórula con aplicador o punta fina de fibra sintética (poliéster) de Ø 2 mm de con mango delgado de aluminio (Slim) de 150 mm de largo aproximado.

Producto estéril envasado individualmente con etiqueta de Sello Seguro indicando lote y vencimiento.

Esterilizado mediante óxido de etileno y/o radiación gamma. Durabilidad de 3 años.

Conservar en un lugar fresco y seco entre 5 y 25°C hasta la fecha de vencimiento. No congelar. Conservar en empaque original y cerrar bolsa tras su uso.

Control de esterilidad

Sin desarrollo a 10 días de incubación a 25 ± 2 °C

